

TRACLEAN 

Desinfektions- und Seifenspender by Trispend

Masterspend ADAPTER

TRISPEND 

TRISPEND AG

Sommerstrasse 37

CH-8580 Amriswil

Telefon: 0041 71 414 25 75

Telefax: 0041 71 414 25 76

E-mail: info@trispend.ch

Internet: www.trispend.ch

Masterspend Adapter

Schraub-Adapter für Einwegbinde verschiedener Hersteller von Seifen- und Desinfektionsmittel



Adapter Nr. 2601

Rot UN 3840

Lysoform (CH) (bis ca. 07.2008)

USZ

Merz 430ml + 500ml

ACO-San (Dr. Angele)

ACO-Derm (Dr. Angele)

Solar / Krucker 500ml



Adapter Nr. 2602

Orange UN 2339

Lysoform (CH) (ab ca. 07.2008)

Lysoform (Deutschland)



Adapter Nr. 2603

Dunkelblau UN 5056

Bode

orochemie 400ml

Desomed / Schumacher 500ml

Medichem Waschlotion und Desinfektion

Händalkohol KSA 500ml (Dr. Bichsel)



Adapter Nr. 2604

Hellblau UN 5055

Merz 1000ml

descosept HA (Beiersdorf)

orochemie 1000ml

Chemotec 500ml + 1000ml viereckig

Schülke/Mayr 1000ml Euro-Flaschen

CWS (Funny Atlas)

Weita SCP 100 + 102 + SD200

MANOFORM 500ml (IC PRODUCTS)

OpSept (Dr. Deppe)

Lotus Waschlotion (Sänger)



Adapter Nr. 2605

Dunkelgrün UN 6057

Desomed / Schumacher 1000ml



Adapter Nr. 2606

Hellgrün UN 6017

Solar / Krucker 950ml

CWS (flaschenabhängig)



Adapter Nr. 2607

Dunkelbraun UN 8017

Bbraun

Chemotec 300ml + 500ml rund

adro.man 430ml (Adroka AG)



Adapter Nr. 2608

Gelb UN 1796

Ecolab / Henkel

Hibiscrub 500ml (Fa. Globopharm)



Adapter Nr. 2609

Grau UN 7038

CWS (flaschenabhängig)



Adapter Nr. 2610

Türkis UN 6010

Schülke / Mayr 500ml + 1000ml